

## О компании

ООО «Севон Медитех» был основан в 2008 г. и на данный момент в своем арсенале имеет около 10 товаров с сертификатами CE, FDA и BGMP, а также располагает системой, настроенной под международные стандарты. Кроме этого, мы заключили OEM соглашение с немецким производителем медицинской продукции, и на данный момент, опираясь на уникальные технологии Германии, развитой страны с репутацией в области медицинского оборудования, находимся в процессе создания международной дистрибьюторской сети, которая насчитывает 30 стран.

## Основная продукция



### Баллон-катетер

Данный медицинский прибор используется в баллонной кифопластике. Кончик баллона вводится между сжатыми позвонками (в последствии остеопороза), расстояние между позвонками восстанавливается и фиксируется изгиб позвоночника, происходит облегчение болезненных симптомов.



### Прибор для сепарирования крови

SW-PRP - это медицинский прибор, предназначенный для забора крови и выделения из нее тромбоцитарно-обогащенной плазмы. Данный прибор состоит из резервуара и трубки, используется вместе с 20 мм шприцом, центрифугой.

SW-PRP имеет закрытую конструкцию, поэтому нет риска заражения инфекцией через воздух, как при открытых конструкциях. Прибор прост в использовании, т.к. забранная у пациента кровь сразу вводится в прибор.

Данный прибор главным образом применяется в косметологии, а также при стоматологических и ортопедических операциях.



### Экстрадуральный катетер

Данный прибор отличается точным попаданием в нервы и позвоночник благодаря специальной трубке, используется в процедурах для ввода лекарственного средства с целью удаления укоренившихся образований, вызывающих воспаление. Процедура занимает менее 30 минут и легче переносится пациентами; прибор позволяет вводить лекарства и облегчает болезненные симптомы у больных с грыжей или стенозом.

## Возможные направления долгосрочного сотрудничества:

- Торговля
- Производство OEM

## Контактная информация

Адрес	33, Bucheon-ro 298beon-gil, Wonmigu, Bucheon, Gyeonggi, Rep. of Korea
Тел./Факс	Tel. +82-32-684-7071~5 / Fax. +82-32-684-7075
Веб-сайт	www.seawonmt.com
Эл.почта	seawonmt@seawonmt.com
Контактное лицо	Staff / Christine Choi